


3.0. MINI ONE PIECE



CARATTERISTICHE



- Gancio integrato, arrotondato ed anatomico per il comfort del paziente.
- Linea mediana permanente allineata con l'asse clinico del dente per migliori risultati di posizionamento degli attacchi.
- Codice permanente per facilitare l'identificazione dell'attacco.
- Lo Slot lucidato accuratamente facilita il collocamento dell'arco, eliminando possibili danni alla superficie labiale.
- Il torque nella base ed il basso profilo forniscono un buon comfort ed adattamento del paziente. Allo stesso tempo permette l'allineamento dello slot durante la fase finale del trattamento. Questa caratteristica minimizza ed il più delle volte, elimina ulteriori regolazioni dell'arco.
- Generoso spazio sotto le alette, la parete tra le alette e la base angolata facilita il posizionamento di legature multiple ed ausiliari.
- Base con curva composta per un miglior adattamento del dente.
- Premolari inferiori con off-set inserito nella base.
- Attacco prodotto con sistema Sinterizzato, Base integrata al corpo dell'attacco, senza perdere i benefici e le proprietà della prescrizione.
- Design compatto con un basso attrito elimina 80% del contatto tra l'arco e l'attacco. In questo modo si crea un più veloce controllo rotazionale sull'allineamento e livellamento.
- Durante le prime fasi il Medico può utilizzare archi di nichel-titanio rettangolare in modo da rendere possibile il controllo di coppia.
- Sviluppato con disegno CAD CAM.
- Perfetta armonia tra l'ortodontista e il comfort del paziente.
- La Riproduzione esatta della retina sulla base dell'attacco massimizza la ritenzione meccanica e la creazione di una più forte forza di attacco.
- Gli attacchi One Piece sono prodotti in acciaio inossidabile chirurgico 17-4 PH.

3.1. Edgewise Standard

Mascellare	Torque	Ang.	H	W	Codice Slot 0,18		Codice Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Centrali	0°	0°		3.5	275-201	275-201	275-301	275-301
Laterali	0°	0°		3.0	275-202	275-202	275-302	275-302
Canino s/g	0°	0°		3.0	275-203	275-203	275-303	275-303
Canino c/g	0°	0°		3.0	275-206	275-207	275-306	275-307
Premolari	0°	0°		3.0	275-205	275-205	275-305	275-305

Mandibolare	Torque	Ang.	H	W	Codice Slot 0,18		Codice Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Anteriori	0°	0°		2.5	275-210	275-210	275-310	275-310
Canino s/g	0°	0°		3.1	275-203	275-203	275-303	275-303
Canino c/g	0°	0°		3.1	275-208	275-209	275-308	275-309
1°/2° Premolari	0°	0°		3.0	275-205	275-205	275-305	275-305

A975-203 – Kit Paziente .018 Pz. 20

A975-303 - Kit Paziente.022 Pz. 20

3.2. Roth

Mascellare	Torque	Ang.	H	W	Codice Slot 0,18		Codice Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Centrali	+12°	+5°		3.5	270-201	270-202	270-301	270-302
Laterali	+8°	+9°		3.0	270-211	270-212	270-311	270-312
Canino c/g	0°	+11°		3.3	270-321	270-322	270-321	270-322
1°/2° Premolari c/g	-7°	0°		3.0	270-321	270-322	270-331	270-332
1°/2° Premolari s/g	-7°	0°		3.0	270-333	270-333	270-333	270-333

Mandibolare	Torque	Ang.	H	W	Codice Slot 0,18		Codice Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Anteriori	0°	0°		2.5	270-245	270-245	270-345	270-345
Canino c/g	-11°	+5°		3.1	270-251	270-252	270-351	270-352
1° Premolari c/g	-17°	0°		3.0	270-261	270-262	270-361	270-362
1° Premolari s/g	-17°	0°		3.0	270-263	270-264	270-363	270-364
2° Premolari c/g	-22°	0°		3.0	270-271	270-270	270-371	270-372
2° Premolari s/g	-22°	0°		3.0	270-273	270-274	270-373	270-374

A970-203 - Kit Paziente .018 3-4-5 Gancio Pz.20

A970-204 - Kit Paziente .018 Gancio Canino Pz.20

A970-203 - Kit Paziente .022 3-4-5 Gancio Pz.20

A970-204 - Kit Paziente .022 Gancio Canino Pz.20