


5.0. Linea Estetica

ABSOLUTE Clear Sensazione Estetica


ATTACCO MONO-CRISTALLINO IN ZAFFIRO SINTETICO



- Trasparenza Cristallina: gli attacchi ABSOLUTE sono cristallini e non prenderanno colore o macchie.
- MASSIMA FORZA: "Absolute" ha una struttura di Zaffiro trattata con avanzata HEAT TECHNOLOGY ed è tre volte più resistente di quella degli altri poli-prodotti ceramici.
- La Ritenzione Meccanica permette un'ottima e forte adesione al dente ed allo stesso tempo una facilità al momento dello sbandaggio senza rovinare lo smalto.
- COMFORT: l'attacco ABSOLUTE è progettato con un basso profilo per migliorare il comfort del paziente riducendo la sensazione di un corpo estraneo.
- 100% Mono-Cristallino Torque nella base, disponibile in tecniche Roth -M.B.T. – Bi-Dimensionale.
- Il Codice colore su ogni dente e lo Slot Scribe Line Mark permettono un posizionamento più accurato dell'attacco.

Caratteristiche

- Struttura cristallina singola
- 3 volte migliore forza di torque che i prodotti in poli-ceramica
- Facile sbandaggio
- Base occlusale angolata
- Twin design
- Resistente alle macchie



5.1. M.B.T.

Mascellare	Torque	Ang.	H	W	Codice		Codice	
					Slot 0,18		Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Centrali	+17°	+4°		3.6		360-801	360-802	
Laterali	+10°	+8°		3.0		360-811	360-812	
Canino c/g	-7°	+8°		3.5		360-821	360-822	
1°-2° Premolari c/g	-7°	0°		3.5		360-831	360-832	

Mandibolare	Torque	Ang.	H	W	Codice		Codice	
					Slot 0,18		Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Anteriori	-6°	0°		2.7		360-845	360-545	
Canino c/g	-6°	+3°		3.5		360-551	360-552	
1° Premolari c/g	-12°	+2°		3.5		360-561	360-562	
2° Premolari c/g	-17°	+2°		3.5		360-571	360-572	

AE960-507 - Kit Paziente .022 3-4-5 Gancio Sup - Inf Pz. 20

AE960-508 - Kit Paziente .022 Gancio Canino 5-5 Sup-Inf Pz. 20

5.2. ROTH

Mascellare	Torque	Ang.	H	W	Codice		Codice	
					Slot 0,18		Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Centrali	+12°	+5°		3.6	360-501	360-502	360-601	360-602
Laterali	+8°	+9°		3.0	360-511	360-512	360-611	360-612
Canino c/g	0°	+11°		3.5	360-521	360-522	360-621	360-622
Premolari c/g	-7°	0°		3.5	360-531	360-532	360-631	360-632
Premolari Universall	-7°	0°		3.5	360-533	360-533	360-633	360-633

Mandibolare	Torque	Ang.	H	W	Codice		Codice	
					Slot 0,18		Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
<u>Anteriori</u>	0°	0°		2.7	360-545	360-545	360-645	360-645
Canino c/g	-11°	+5°		3.5	360-551	360-552	360-651	360-652
1° Premolari c/g	-17°	0°		3.5	360-561	360-561	360-661	360-662
2° Premolari c/g	-22°	0°		2.7	360-571	360-572	360-671	360-672

AE960-512 - Kit Paziente .018 3-4-5 w/h Sup-Inf Pz. 20

AE960-513 - Kit Paziente .018 Gancio Canino Sup-Inf

AE960-517 - Kit Paziente .022 3-4-5 Gancio Sup-Inf Pz. 20

AE960-518 - Kit Paziente .022 Gancio Canino 5-5 Sup-Inf Pz. 20

5.3. BI-DIMENSIONAL

Mascellare

	ID	Torque	Ang.	H	W	Codice Slot 0,18		Codice Slot 0,22	
						Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Centrali		+12°	+5°		3.6	360-541	360-542		
Laterali		+8°	+9°		3.0	360-543	360-544		
Canino c/g		0°	+7°		3.5			360-545	360-546
Premolari S/g Univ.		0°	0°		3.5			360-547	360-547

Mandibolare

	ID	Torque	Ang.	H	W	Codice Slot 0,18		Codice Slot 0,22	
						Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Anteriori		0°	0°		2.7	360-548	360-548		
Canino c/g		0°	+5°		3.5			360-549	360-550
Premolari S/g		0°	0°		3.5			360-550	360-550

AE960-520 - Kit Absolute New Boston 5-5 Sup₂ Pz. 10

AE960-521 - Kit Absolute New Boston 5-5 Sup-Inf Pz. 20

