


5.4. TRANSLUX ATTACCHI IN CERAMICA



Translux l'alternativa perfetta per il trattamento estetico.

Gli attacchi Translux vengono prodotti in materiale ceramico di altissima qualità, grazie alla ritenzione meccanica nella base sono molto facili da rimuovere. La lucidatura degli slot con frese diamantate migliorano le proprietà di slittamento. Il disegno innovativo associa dimensioni ridotte, curvatura nella base per un adattamento perfetto al dente, bordi arrotondati con un ottimo effetto estetico. Migliorano il comfort del paziente mantenendo un'ottima estetica visiva.

- Fornisce un'eccellente estetica
- Ampio spazio sulle Alette
- Torque nella base
- Ritenzione Meccanica

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Prodotto in puro alluminio policristallino (99,9%). L'uniformità delle dimensioni dei frammenti fornisce la massima trasparenza e superiore resistenza meccanica, si fonde naturalmente con qualsiasi tono di smalto non appena la propria semitrasparenza viene assorbita anziché riflessa.

5.5. Translux Roth Prescription

Mascellare

	Torque	Ang.	H	W
Centrali	+12°	5°		3,9
Laterali	+8°	9°		3,3
Canino c/g	-2°	11°		3,3
Premolari c/g	-7°	0°		3,3

Codice

Slot 0,18

Destro	Sinistro
360-201	360-202
360-211	360-212
360-221	360-222
360-231	360-232

Codice

Slot 0,22

Destro	Sinistro
360-301	360-302
360-311	360-312
360-321	360-322
360-331	360-332

Mandibolare

	Torque	Ang.	H	W
Anteriori	0°	0°		2,8
Canino c/g	-11°	5°		3,3
1° Premolari c/g	-17°	0°		3,3
2° Premolari c/g	-22°	0°		3,3

Codice

Slot 0,18

Destro	Sinistro
360-245	360-245
360-251	360-252
360-261	360-262
360-271	360-272

Codice

Slot 0,22

Destro	Sinistro
360-345	360-345
360-351	360-352
360-361	360-361
360-371	360-372

AE960-481 - Kit Paziente .018 Gancio 3-4-5 5-5 Sup.-Inf. Pz. 20

AE960-483 - Kit Paziente .022 3-4-5 Gancio 5-5 Sup- Inf Pz. 20

AE960-485 - Kit Paziente .018 Gancio Hook 5-5 Sup.-Inf. Pz.20

AE960-487 - Kit Paziente .022 Gancio Canino 5-5 Sup.-Inf. Pz. 20

5.6. Translux M.B.T. Prescription

Mascellare

	Torque	Ang.	H	W
Centrali	+17°	+4°		3,9
Laterali	+10°	+8°		3,3
Canino c/g	-7°	+8°		3,3
Premolari c/g	-7°	0°		3,3

Codice

Slot 0,18

Destro	Sinistro

Codice

Slot 0,22

Destro	Sinistro
360-401	360-402
360-411	360-412
360-421	360-422
360-431	360-432

Mandibolare

	Torque	Ang.	H	W
Anteriori	-6°	0°		2,8
Canino c/g	-6°	+3°		3,3
1° Premolari c/g	-12°	+0°		3,3
2° Premolari c/g	-17°	+0°		3,3

Codice

Slot 0,18

Destro	Sinistro

Codice

Slot 0,22

Destro	Sinistro
360-445	360-445
360-451	360-452
360-461	360-462
360-471	360-472

AE960-507 - Kit Paziente .022 3-4-5 Gancio 5-5 Sup. Only Pz. 10

AE960-508 - Kit Paziente .022 3-4-5 Gancio Sup-Inf Pz. 20

5.7. Translux EDGEWISE STANDARD

Mascellare	Torque	Ang.	H	W	Codice		Codice	
					Slot 0,18		Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Centrali	0°	0°		3.5	360-001	360-001	360-021	360-021
Laterali	0°	0°		3.5	360-002	360-002	360-022	360-022
Cuspid	0°	0°		3.5	360-003	360-003	360-023	360-023
Premolari	0°	0°		3.5	360-005	360-005	360-025	360-025

Mandibolare	Torque	Ang.	H	W	Codice		Codice	
					Slot 0,18		Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Incisors	0°	0°		2.5	360-010	360-010	360-020	360-020
Cuspid	0°	0°		3.5	360-003	360-003	360-023	360-023
1°/2° Premolari Univ. <u>c/g</u>	0°	0°		3.5	360-005	360-005	360-025	360-025

AE960-550 Kit Paziente Edg. Std. .018 5-5 Sup. Inf. Pz. 20

AE960-552 Kit Paziente Edg. Std. .022 5-5 Sup. Inf. Pz. 20

5.8. Translux RICKETTS

Mascellare	Torque	Ang.	H	W	Codice		Codice	
					Slot 0,18 x .028		Slot 0,22 x .028	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Centrali	+22°	+5°		3.5	360-101	360-102		
Laterali	+14°	+8°		3.5	360-111	360-112		
Canino c/g	+7°	+7°		3.5	360-121	360-122		
Premolari Univ. <u>c/g</u>	0°	0°		3.3	360-133	360-133		

Mandibolare	Torque	Ang.	H	W	Codice		Codice	
					Slot 0,18		Slot 0,22	
					Destro	Sinistro	Destro	Sinistro
Incisors	0°	0°		3.5	360-145	360-145		
Canino c/g	+7°	+5°		3.5	360-151	360-152		
Premolari Univ. <u>c/g</u>	0°	0°		3.5	360-154	360-154		

AE960-553 - Kit Paziente .018 Gancio Canino 5-5 Pz.10

AE960-554 - Kit Paziente .018 Gancio Canino 5-5 Sup.- Inf. Pz. 20