

8.0. Cementi ed Adesivi

8.1. Cure On Touch

Il bandaggio diretto è diventato una procedura usuale in ortodonzia ed offre un'alternativa migliore alle vecchie tecniche di incollaggio in molti casi clinici. I problemi principali che si incontrano con altri prodotti di bandaggio sono:

- Imprevedibili tempi di lavoro (cioè tempi troppo lunghi o corti)
- Difficile applicazione con perdita di tempo
- Cattiva adesione sul dente
- Decolorazione dell'adesivo

Gli adesivi Sci-Pharm hanno individuato questi problemi, eliminando virtualmente bendaggi falliti, facilitando il lavoro clinico e permettendo un sostanziale risparmio di tempo. I primers disponibili permettono al clinico di usare archi del colore dei denti o archi in plastica trasparenti nelle situazioni in cui il primo interesse è quello estetico.

I più nuovi sviluppi nel campo includono adesivi light-cured che sono indicati per l'utilizzo con qualsiasi tipo di arco, inclusi i metallici, e offrono la convenienza di una durata illimitata.

Tutti gli adesivi farmaceutici sono idonei all'utilizzo con i più recenti attacchi in ceramica.



Kit Codice AE600-221

KIT CONTIENE: Istruzioni ed Accessori
Cat. No. **600-222** Parte A Primer, 14g
Cat. No. **600-223** Parte B Adesivo, 5g x 3
Cat. No. **600-224** Enamel Conditioner, 9g

Kit Codice AE600-220

KIT CONTIENE: Istruzioni ed Accessori
Cat. No. **600-225** Parte A Primer, 7g
Cat. No. **600-223** Parte B Adesivo, 5g
Cat. No. **600-224** Enamel Conditioner, 9g

8.2. Light-Cured Adesivo CuRay - Eclipse

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Facile da usare,
- Affidabile
- Eccezionale versatilità e stabilità del colore
- Lunga durata di conservazione e bassa sensibilità nello stoccaggio



Kit Codice AE600-231

KIT CONTIENE: Istruzioni ed Accessori
Cat. No. **600-232** Adesivo Pasta, 5g x 4 Siringhe
Cat. No. **600-233** Enamel Primer, 7g
Cat. No. **600-234** Enamel Conditioner, 13cc

Kit Codice AE600-230

KIT CONTIENE: Istruzioni ed Accessori
Cat. No. **600-235** Pasta Adesivo, 5g
Cat. No. **600-236** Bonding Agent, 3.2g
Cat. No. **600-237** Enamel Conditioner, 9g

8.3. Cemento per bande con Fluoro

Caratteristiche del prodotto:

- Facilità di maneggevolezza.
- Economia d'uso, minimi rifiuti.
- Altamente affidabile.
- Risparmio di tempo, applicazione veloce.
- Contiene fluoruro.
- Lunga durata di conservazione non c'è bisogno di refrigerazione.

Kit Codice AE600-240

KIT CONTAINS: Istruzioni ed accessori
2 X 5g Siringhe di Cemento con beccucci



8.4. Kurasper F

KURASPER™ F è un adesivo foto polimerizzabile, che viene usato in ortodonzia e che rilascia continuamente piccole quantità di ioni di fluoruro intorno ai punti di adesione degli attacchi.

Per semplificare il trattamento ortodontico, KURASPER™ F possiede la giusta viscosità per prevenire lo slittamento durante l'adattamento dell'attacco e lascia il tempo necessario per il corretto posizionamento dello stesso. Subito dopo la sua fotopolimerizzazione, KURASPER™ F sviluppa un'elevata forza adesiva e l'ortodontista può applicare immediatamente il filo ortodontico.

Vantaggi

- Speciale adesione senza danni per lo smalto
- Elevata forza di adesione immediata
- Rilascio di fluoruro a lunga durata
- Facile lavorabilità

Indicazioni

- Attacchi in metallo
- Attacchi in ceramica
- Attacchi in composito con ritenzione meccanica nella base
- Attacchi in policarbonato
- Attacchi pre-innescati con superficie di base rivestita con PMMA o altro polimero
- Attacchi in composito senza ritenzione meccanica sulla superficie di base

Codice: 600-400 Kit 2 Stringhe

Codice: 600-401 Kurasper F Adesivo Liquido 2ml.

Codice: 600-402 Kurasper F Pasta

