

ELASTICS



16.0. Elastics

16.1. Legature Elastiche Universali



Le nostre legature sono prodotte in poliuretano elastomerico in 27 colori. Il vostro paziente apprezzerà le nostre numerose scelte di colore! Le legature sono prive di lattice e non contengono BPA o plastificanti. Le nostre legature stampate sono vendute in 84, 24 e 10 legature per unità per aiutare l'ortodontista a evitare la contaminazione incrociata da Paziente a Paziente.

Tutti i nostri elastici sono realizzati negli Stati Uniti

Le legature elastiche prive di lattice sono progettate per massimizzare l'efficienza alla poltrona migliorando al contempo il comfort del Paziente.

- Un'altissima resistenza alla rottura o allo strappo durante il posizionamento o il trattamento, risparmiando tempo alla poltrona.
- Elevata flessibilità, resilienza coniugata alla rigidità, semplifica la legatura e la rimozione della stessa, garantendo al contempo una legatura più efficace e duratura.
- Resistenti al colore per migliorare la soddisfazione e il comfort del Paziente.
- 12 bastoncini per confezione per un totale di 1.008 legature per confezione.

ELASTOMERIC COLOR CHART



LEGATURE ELASTICHE UNIVERSALI

COLORS	CODICE	COLORS	CODICE	COLORS	CODICE
Trasparente	350-700	Verde Kelly	350-710	Rosso	350-721
Grigio	350-701	Lilla	350-711	Neon Rosa	350-722
Argento	350-702	Teal	350-712	Baby Blue	350-723
Purple	350-703	Sparkle Blue	350-713	Turquoise	350-724
Bianco	350-704	Nero	350-714	Glow in Dark	350-725
Fuchsia	350-705	Royal Blue	350-715	Arancione	350-726
Baby Rosa	350-706	Midnight Blue	350-716	Perla	350-728
Aqua	350-707	Verde Neon	350-717	Ivory	350-729
Rosso Sparkle	350-708	Colori Misti	350-718	Corallo	350-730
Magenta	350-727	Verde Sparkle	350-719		
Yellow	350-709	Oro	350-720		



16.2. Legature Individuali

- La potenziale contaminazione incrociata fra paziente e paziente viene eliminata dalla configurazione individuale.
- Diametro 120 "
- Confezionato in sacchetti da 45 dispenser, 22 fascette per confezione.






ELASTICS

COLORS	CODICE	COLORS	CODICE	COLORS	CODICE
Clear	350-600	Yellow	350-609	Mixed Color	350-618
Dark Gray	350-601	Kelly Green	350-610	Sparkle Green	350-619
Silver	350-602	Lilac	350-611	Gold	350-620
Purple	350-603	Azure	350-612	Sparkle Red	350-621
Cone	350-604	Sparkle Blue	350-613	Neon Pink	350-622
Fuchsia	350-605	Black	350-614	Royal Blue	350-623
Light Pink	350-606	Periwinkle	350-615	Turquoise	350-624
Aqua	350-607	Midnight Blue	350-616	Glow in Dark	350-625
Red	350-608	Neon Green	350-617	Orange	350-626

16.3. Catenelle Elastiche

Le nostre catenelle elastiche sono progettate con gli stessi materiali e le stesse proprietà delle nostre legature elastomeriche. Questo assicura resistenza alla rottura, allo strappo, alta flessibilità e memoria, massima qualità e consistenza a disposizione del professionista ortodontico. Tre tipi di spaziatura delle catenelle forniscono anche un uso intra-orale più efficiente ed efficace. I colori delle catenelle corrispondono ai colori delle legature e sono stabili nel tempo. La lunghezza della bobina è di 4.57 mt. NON CONTIENE LATEX

Catenelle Elastiche

	 CONTINUA	 MEDIA	 LUNGA
Trasparente	AE300-001	AE300-101	AE300-201
Argentate	AE300-002	AE300-102	AE300-202
Grigia	AE300-003	AE300-103	AE300-203
Blue	AE300-004	AE300-104	AE300-204
Fuxia	AE300-005	AE300-105	AE300-205
Midnight blue	AE300-006	AE300-106	AE300-206
Gialle	AE300-007	AE300-107	AE300-207
Arancio	AE300-008	AE300-108	AE300-208
Rosa	AE300-009	AE300-109	AE300-209
Baby Blue	AE300-010	AE300-110	AE300-210
Nero	AE300-011	AE300-111	AE300-211
Viola	AE300-012	AE300-112	AE300-212
Verde	AE300-013	AE300-113	AE300-213
Verde Neon	AE300-014	AE300-114	AE300-214
Rosso	AE300-015	AE300-115	AE300-215
Bianco	AE300-016	AE300-116	AE300-216
Aqua	AE300-017	AE300-117	AE300-217
Lilla	AE300-018	AE300-118	AE300-218
Turchese	AE300-019	AE300-119	AE300-219



16.4. Elastici con Lattice Intra Orali

Elastici con Lattice

Produciamo elastici ortodontici intra-orali sia in **LATTICE** che **SENZA LATTICE**. Questi sono normalmente confezionati nelle nostre bustine con codifica a colori standard. Essi sono realizzati in 1/8", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8". Sono disponibili in colori ambrato o misti al neon (**a richiesta**). I nostri elastici sono QC ' per forze coerenti di 2.5 once(70gr.), 4.5 once (129 gr) e 6.0 once (170gr). Possiamo su ordinazione produrre Misure e Forze speciali. Gli elastici sono normalmente confezionati 50 bustine da 100 elastici per bustina. Se necessario offriamo i nostri elastici in sfusi. I nostri elastici NON-LATEX vengono preparati con frese dedicate per isolare eventuali allergeni.



Latex Elastics Pz. 5000

	1/8" 3.2 mm.	3/16" 4.8 mm.	1/4" 6.4 mm.	5/16" 7.9 mm.	3/8" 9.5 mm.
Colore Bustine	Viola	Verde	Rosso	Blue	Arancione
Light 2.5oz	AE310-731	AE310-741	AE310-751	AE310-761	AE310-771
Medio 4.5oz	AE310-735	AE310-745	AE310-755	AE310-765	AE310-775
X-Heavy 6oz	AE310-736	AE310-746	AE310-756	AE310-766	AE310-776

16.5. Elastici Intra-Orale SENZA Lattice



Elastici Ultra Non Latex

Elimina le preoccupazioni per le reazioni allergiche al lattice. Aspetto cristallino, per un ottimo effetto estetico in bocca. Stessa forza e dimensionamento degli elastici in lattice. Maggiore durata di conservazione rispetto al lattice. Perfetto per l'uso con casi di aligner ed attacchi in ceramica e composito. Confezionato in sacchetti Paziente da pz.100 elastici e 50 sacchetti per busta. Forze in Ounces (grammi) uguale agli elastici con lattice.

	1/8" 3.2 mm.	3/16" 4.8 mm.	1/4" 6.4 mm.	5/16" 7.9 mm.	3/8" 9.5 mm.
Colore Bustine	Viola	Verde	Rosso	Blue	Arancione
Light 2.5oz	AE310-631	AE310-641	AE310-651	AE310-661	AE310-671
Medio 4.5oz	AE310-635	AE310-645	AE310-655	AE310-665	AE310-675
X-Heavy 6oz	AE310-636	AE310-646	AE310-656	AE310-666	AE310-676

16.6. Elastici Extra Orali con Lattice



La forza attivata è **attiva** quando l'elastico è allungato tre volte il suo diametro originale disponibile in sacchetti da 1.000 elastici

Diameter	1/8" 3.2 mm	5/16" 7.9 mm.	3/8" 9.5 mm.	1/2" 9.5 mm.
14oz	AE310-401	AE310-404	AE310-407	AE310-410
16oz	AE310-402	AE310-405	AE310-408	AE310-410



16.7. SEPO Loops: Elastici Separatori

Tutti i nostri separatori non hanno LATEX, NO BPA, nessun plastificatore! I SEPO standard sono disponibili in blu e radio-opaco. I SEPO-II sono blu chiaro per una forza moderata e viola per una forza più pesante.

- Ideale per separare i molari posteriori.
- Utilizzando una pinza separatore si estenderà fino al limite massimo.
- La memoria del separatore creerà spazi tra i denti.
- SEP-O-S standard sono disponibili in radio-opaco.
- I SEPO-II e loop SEPO-II hanno forza eccezionale in azione e memoria elastomerica.



SEP-O-LOOPS

100 Pz	Posteriori (Blue)	Radiopaque (Dark Blue)
	AE310-101	AE310-102


SEP-O-Its

Colore	Light Blue Forza Moderata	Viola Forza Forte
100 Pz.	AE310-103	AE310-104

16.8. Thread Elastici

Fili Elastici per trazione

- Un processo unico brevettato fornisce una superficie ruvida sul filo.
- Eccellente elasticità e memoria.
- I nodi non si muovono o non si annullano durante il trattamento.
- Disponibile in .020", .025", .030", diametro Misura.
- Spedito in Rocchetto di 7.62 mt.



Elastici Thread Tondo Smoot

	.025	.030
Clear	AE310-001	AE300-002
Gray	AE310-004	AE300-005

Elastici Thread

Tondo Textured

	.025	.030
Clear	AE310-006	AE310-007
Gray	AE310-008	AE310-009

Elastici

Tubing Smooth

	.025 O.D.	.030 O.D.
Clear	AE310-011	AE310-012
Gray	AE310-013	AE310-014

16.9. Elastomeric Tissue Guard

- Aiuta il comfort del Paziente durante il trattamento.
- Disponibile in .018" e .027" diametri.
- Fornisce un'eccellente vestibilità dell'arco ed impedisce al cibo di entrare nel tubo.
- Altamente resistente alla colorazione.
- Disponibile in grigio, chiaro e colore del dente opaco, in Rocchetto 3,00 mt.



Archi Sleeving

Catalogo No.	.018 Diameter	.027 Diameter	.045 Diameter
Gray	AE310-016	AE310-017	AE310-036
Clear	AE310-018	AE310-019	AE310-035

